


# 【奨励賞】 リサイクル分取HPLC



日本分析工業株式会社  
〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵208  
☎042(557)2331

疎水性の試料（溶媒）を使う分取高性能液体クロマトグラフ（HPLC）。HPLCは企業、大学などの研究室で化学分析に広く使われている。この装置は単一溶媒を流すだけで分離できるので、試料によってカラム（分離管）や溶媒を選択する必要がなく、目的の化合物を得ることができる。溶媒のリサイクルも可能。新ポンプの開発、カラムの分離性能の向上などを図り、分離所要時間を半分にした点が特徴。