


サイドホールカテーテル


RIKISHI[®] H₃K₂




SFA 順行性アプローチ用ガイディングシステム

従来の SFA 治療におけるアプローチの欠点を克服

同側順行性アプローチイメージ



RIKISHI® アプローチイメージ



✓ 穿刺が容易

✓ デバイスの操作性が向上


✓ 十分なバックアップ

Ordering Information

製品名 : RIKISHI® H3K2

製品番号 : RI-6030 (セット)

RI-6030 構成



RI-6016DL

ダイレクタ 160mm




販売名: TASCカテーテル 医療機器認証番号: 229AIBZX00019000 構成: RI-6030SH + RI-6016DL 分類: 管理医療機器 一般的名称: ガイディング用血管内カテーテル
RI-6030SH: ガイディングカテーテルその他血管用 / RI-6016DL: ダイレクタ 製造元: アルゴキュアシステム株式会社

製品名 : ステップフォワードシース

製品番号 : PI40Z40TPMK

PI40Z40TPMK

ピールアウェイ式アングル型カテーテル: RIKISHI®の側孔からSFAへガイドワイヤー挿入をより容易にするために使用



シース内径: 4Fr (1.51mm)
外径: 5.7Fr (1.91mm)

販売名: メディキットピールオフイントロジュサー 医療機器承認番号: 20200BZZ01461000 分類: 高度管理医療機器
一般的名称: 心臓用カテーテルイントロデュサキット 製造元: 東郷メディキット株式会社

企画・開発



株式会社カテラ

本社: 〒111-0032 東京都台東区浅草 4-38-1

総販売元



Partner in Healthcare

センチュリーメディカル株式会社

本社: 〒141-8588 東京都品川区大崎 1-11-2 TEL: 03-3491-1771 FAX: 03-3491-1857
大阪支店: 〒541-0053 大阪市中央区本町 1-7-6 TEL: 06-6263-3767 FAX: 06-6263-3756