

唾液の酸化還元確認計「アラ！元気」

概要・品質・性能

血液と同等の様々な体内の情報をもつ人間の唾液の酸化度合いを測定することで、健康状態の判断材料にする酸化還元確認計。人間の唾液の酸化体と還元体の活量比率を総合的に演算し、唾液で体内が酸化状態にあるのか還元状態にあるのかを1分以内の高速で測定できる。

測定ボタンを押すだけの簡単操作と、電子回路による自動校正機能により、いつでも測定できるうえ、採血のような苦痛を伴わずに唾液を少量綿棒に含ませるだけで、乳幼児から高齢者まで安全で衛生的な測定ができる。飲食前後の測定により、摂取した飲食物が自分の体内で酸化状態か還元状態（抗酸化作用）かを確認できるため、食生活習慣の改善が図れる。

自覚症状が現れたり、病名がわかる前の未病段階で自分の身体の過労や不調を確認できるため、早期の対応が取れる。

一般医療機器
特定保守管理医療機器
酸化還元確認計
Oxidation & Reduction
アラ！元気[®]
人間の「唾液」測定用



用途

(1) 体調管理・セルフメディケーション

技術移転

- (1) 形態 部品・製品の供給
(2) 相手先 管轄保険所の※許認可取得業者
※「高度管理医療機器等・販売業
及び賃貸業許可申請書許可番」を
取得していることが条件
(3) 地域 国内に限る（原則として）

実用化・情報

〔試作・実験〕完了
〔製造・販売実績〕有り
〔技術情報の提供〕パンフレット、特許広報、サンプル
〔情報提供者〕(株)リブアンドラブ
企画・広報 大友 慶孝
〔連絡先〕(財)りそな中小企業振興財団 事務局
TEL.03-3444-9541 FAX.03-3444-9546

特許等

特許出願中
実用新案登録済